

# Patentiertes Lasergerät löst „haarige“ Probleme

Das Kopfhair ist den meisten heilig, Männern wie Frauen, und dessen Verlust schmerzt. Volles Haar steht für Jugend, Gesundheit, Erotik und ruft positive Assoziationen hervor. Fallen die Haare übermäßig aus, ist das ein echter Angriff auf die Lebensqualität.

Das Kopfhair wird nicht nur als Organ, sondern als Teil der Persönlichkeit gesehen – Haarverlust ist somit eine höchst emotionale Angelegenheit. Deutsche Männer tun sich dabei besonders schwer, das „haarige“ Problem wird sogar als „Flirt-Bremse“ empfunden: 73 Prozent der Befragten gaben bei einer europaweiten Umfrage des Gallup Instituts an, dass Haarausfall ihr Selbstwertgefühl minimiert und Haare wichtig für ihr attraktives Äußeres seien.\* In den USA sind insgesamt etwa 55 Millionen Männer von dem Leiden betroffen, in Deutschland etwa jeder zweite Mann und jede zehnte Frau.\*\* Effektive Hilfe für die „Haarprobleme“ von Männern und Frauen gibt es mit dem „HairMax LaserComb“ – durch Laser-Energie.

## Laser-Energie fördert Haarwachstum

Das offizielle Zertifikat der amerikanischen Gesundheitsbehörde „Food and Drug Administration“ (FDA) belegt, dass der „HairMax LaserComb“ der amerikanischen Firma Lexington International den Haarwuchs bei Männern mit „androgenetischer Alopezie“ (anlagebedingter Haarausfall) fördert. Das tragbare Lasergerät wurde in umfassenden klinischen Studien von unabhängigen Gutachtern getestet und hat die Prüfung der FDA im Januar 2007 erfolgreich bestanden. Fragwürdigen Mittelchen und exotischen Pillen, für die Betroffene in ihrem Leidensdruck Unsummen ausgeben, setzt der Laserkamm eine geprüfte und patentierte Laser-Technologie entgegen. Für Frauen ist der HairMax LaserComb ebenfalls bestens geeignet.

## So funktioniert es – einfach & effektiv

Der HairMax LaserComb ist die einzige bewährte und FDA-geprüfte medikamentenfreie Alternative im Kampf gegen den Haarausfall. Das Lasergerät arbeitet – im Gegensatz zu anderen medizinischen Eingriffen – mit geringer Laser-Energie und packt das Problem „an der Wurzel“. Die Laser-Energie stimuliert die Kopfhaut und die „Haarfollikel“ und regt so den Wachstumsprozess dieser „Wachstums-



motoren“ erneut an. Über 3.500 wissenschaftliche Studien belegen die positiven Effekte der „Low Level Laser-Therapie“ beziehungsweise „Licht-Therapie“, die das Wachstum von dickerem, volleren und gesünderem Haar fördert. Mit dieser Art von Laser-Therapie nutzt Lexington eine bewährte Methode, die seit 20 Jahren in Haar-Kliniken rund um den Globus erfolgreich angewendet wird – in handlicher Form für die unkomplizierte und sichere Anwendung zu Hause.

Für ein erfolgreiches Ergebnis wird eine Behandlung drei Mal die Woche empfohlen. Dabei wird der HairMax LaserComb für 10 bis 15 Minuten langsam über die Kopfhaut geführt. Die Durchblutung der Haarzwiebel wird gefördert, Zellstoffwechsel und Zellaktivität werden erhöht. Bei der regelmäßigen Anwendung des HairMax LaserComb sind bei 90 Prozent der Benutzer nach etwa 10 bis 12 Wochen die ersten erkennbaren Veränderun-

gen festzustellen – ohne Nebenwirkungen. Für Betroffene, die bereits alle Haupthaare verloren haben, ist das Lasergerät allerdings nur teilweise geeignet. Der HairMax LaserComb ist in der Lage den Haarwachstumsprozess zu unterstützen und das Nachwachsen von neuem Haar anzuregen, beziehungsweise bei geschwächten Wurzeln mit „Flaumhaar“ die Entwicklung zu dickerem Haar zu unterstützen. Ist die Haarwurzel allerdings vollkommen abgestorben, ist eine Revitalisierung nicht mehr möglich.

## Nach 18 Jahren Forschung und klinischen Studien entwickelt

Lexington International LLC, das in Boca Raton, Florida (USA) ansässige Unternehmen mit Niederlassungen in Frankreich und den Niederlanden produziert und vertreibt den HairMax LaserComb seit 2001 in über 85 Länder. Der HairMax LaserComb ist CE-zertifiziert und wird nach EU-Richtlinien im Hinblick auf die Lasersicherheit hergestellt. Lexington ist ein mit den Qualitätsstandards ISO 9001 und 13485 ausgezeichnete Betrieb und hat sich den „Good Manufacturing Practices“-Richtlinien (GMP) für Hersteller von Medizinprodukten verpflichtet. Bei den klinischen Studien zum HairMax LaserComb wurden die Vorschriften der „Good Clinical Practices“ (GCP) streng befolgt – Protokolle und Fallberichte wurden durch eine unabhängige Ethik-Kommission (IRB) geprüft.

Quellen:  
\* Ärzte Zeitung Online, 27.05.2005  
\*\* Stern Online, 29.05.2007

### Weitere Informationen:

HairMax LaserComb Europe  
Hotline: 00800 750 750 75  
Stephanie Glend-Abri  
European Marketing Manager  
Tel. + 31 548 659 041 / Fax + 31 548 659 010  
E-Mail: europe@hairmaxeurope.eu  
www.internationalhairmax.com